


Technische Daten auf einen Blick

| | |
|-----------------------------|---|
| Messparameter | Glukose (Blut, Serum, Plasma, Liquor) |
| Messbereich | 11 - 90 mg/dl (0,6 - 50 mmol/l) |
| Probendurchsatz | bis 250 Proben/Stunde |
| Probenidentifikation | durch internen oder externen Barcodeleser |
| Netzanschluss | 24 V (Steckernetzteil) |
| Leistungsaufnahme | ca. 30 W |
| Schnittstellen | RS 232 / V24 |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 470 x 450 x 280 mm |
| Gewicht | ca. 15 kg |



SUPER G3

Dreihäuser 2
D-59519 Malmesee-Delecke
Telefon +49 (0) 29 24/97 05-0
Telefax +49 (0) 29 24/97 05-31/32

Elsässer Straße 18
D-79346 Endingen
Telefon +49 (0) 76 42/90 55-0
Telefax +49 (0) 76 42/90 55-44

info@hitado.de
www.hitado.de

04.05

SUPER G3

Technik die überzeugt:

- wartungsfreier, modernisierter Kompaktensor für 10.000 Messungen bzw. zwei Monate Haltbarkeit,
- sichere Mechanik durch ständige Positionüberwachung,
- Erkennung von leeren Probengefäßen oder zu wenig Material,
- der SUPER G3 ist werkseitig mit einem Barcodeleser ausgestattet,
- durch einzelne Schnittstellenparameter wird eine hohe Flexibilität gewährleistet.




Biosensor, langlebig und wartungsfrei

Behältnis für Flaschenkits

LCD-Display zur Ausgabe in verschiedenen Sprachen

Anschluss- und EDV-Schnittstellen



Einfaches Handling

Die Entnahme der Proben zur Messung erfolgt aus verschlossenen Gefäßen (Minimierung des Infektionsrisikos). Zur Messung werden ca. 160µl verdünnte Probe angesaugt. Mit einer 1+50 (20µl Blut + 1000µl Hämolyseflüssigkeit) verdünnten Gesamprobe lassen sich Doppelbestimmungen oder Wiederholungsmessungen problemlos durchführen. Die hämolyseierten Proben sind mindestens eine Woche bei Kühlschranktemperaturen stabil.

Die Bestimmung der Glukose kann in Vollblut, Serum, Plasma oder Liquor erfolgen.

Der Probenteller verfügt über 60 Positionen sowie zwei für Kalibrationsmaterial, drei für Kontrollen und eine für die Eilprobe.

Gemäß den verschärften RiilBÄK-Anforderungen wird vor Beginn jeder Serie kalibriert.

Die Bedienung durch den Touch-Screen vereinfacht das Arbeiten am Gerät.

Glukoseanalyser SUPER G3 - seine Stärken auf einen Blick

- super schnell, weniger als 15 Sekunden je Probe
- durchsatzstark, bis 250 Proben/Stunde
- höchste Präzision durch modernisierten Sensoraufbau
- einfache Bedienung durch Touch-Screen
- einzigartiger, innovativer Probenteller
- ansprechendes, modernes Design

Hoher Durchsatz

Der Glukoseanalyser G3 ist eine konsequente und moderne Weiterentwicklung des seit vielen Jahren anerkannten und bewährten SUPER G. Auch der SUPER G3 ist ein Tischgerät und eignet sich besonders für die mittlere und große Analysenserie in der täglichen Glukoseanalytik.

Mit einem maximalen Durchsatz von 250 Proben/Stunde werden selbst größte Serien schnell und sicher abgearbeitet.

Eine jederzeit in die Routine einsetzbare Notfallprobe wird durch einfachen Tastendruck aktiviert.